

**INTELLIGENTE SCHUHE  
FÜR MEHR VITALITÄT**

**ORTHOPÄDIESCHUH-  
KOLLEKTION 2020/21**



**AKTIV SERIE**

**DIA SERIE**

  
**NUNATAK®**

# PATENTIERTES SOHLENKONZEPT

PATENT-NR.: DE201410107751



Verlängerte  
Hinterkappe für eine  
stabile Fersenführung  
und sicheren Halt

Weit zu öffnender  
Schuheinstieg für  
bequemes Ein-  
und Aussteigen

Entlastung der Ferse,  
Minimieren von Reibung  
durch mehr Platz

**Stoßdämpfende, heraus-  
nehmbare Einlegesohle**  
ausreichend Volumen für  
eine gesunde Fußbettung

- AKTIV SERIE: 4mm, beschleifbar
- DIA SERIE: 10mm

Versteifte Vlies-Brand-  
sohle für Entlastung im  
Vorfußbereich und stabile  
Stand- und Gehsicherheit

Integrierte  
Vorfußdämpfung

Integrierte  
Ballenrolle

Gelenksfeder  
(Kunststoff)

Mittelfußstütze

Weichtrittkeil

Profilierter, rutschsichere  
**ortho-tec® 2.0 Sohle**

**Weitere  
Gesundheitsvorteile**

- Rücken: Dämpfung
- Schlaganfall: Führung (An- und Abtritt)
- Prothese: rundes Gangbild

Sohle und Absatzrolle unter-  
stützen die Abrollbewegung  
und sorgen für einen  
sicheren Bewegungsablauf

Alle Materialien sind chemisch und  
physikalisch durch PFI-geprüft.



# ANWENDUNGSBEREICHE

PROTHESEN

FORTGESCHRITTENE  
ARTHROSE

DIABETISCHE  
FUSSVERSORGUNG

GELENKVERSTEIFUNG

VERWENDUNG ZUR  
EINLAGENVERSORGUNG

HALLUX VALGUS

MENSCHEN MIT  
RÜCKENPROBLEMEN

U.V.M.



Geprüft und empfohlen vom  
**Forum: Gesunder Rücken –  
besser leben e.V.** und dem  
**Bundesverband deutscher  
Rückenschulen (BdR) e.V.**  
Weitere Infos bei: AGR e.V.  
Stader Straße 6 | 27432 Bremervörde  
Tel.: 04761 / 92 63 580 | [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)



# MOBILITÄT NEU ERLEBEN

---

Mit NUNATAK<sup>®</sup>-Orthopädieschuhen wieder gerne gehen.

**NUNATAK ist Ihr Spezialist für orthopädische Schuhe. Wir entwickeln und produzieren nach dem neusten Stand von Wissenschaft und Forschung. Dabei stehen wir in ständigem Austausch mit Orthopäden, Schuhtechnikern, Ärzten und Patienten. Unsere Ziele sind bestmöglicher medizinischer Nutzen und einfache Anwendung bei optimalem Tragekomfort und modernem Design.**

NUNATAK-Schuhe sind genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt: Sie ermöglichen nach einem Schlaganfall sichereres Stehen und Gehen durch eine breite Sohle mit besonderer Führung im An- und Abtritt. Beschwerden durch Fehlhaltungen und eine beeinträchtigte Wirbelsäule können durch die besondere Dämpfung unserer Schuhe gelindert werden. Für Prothesennutzer bieten sie ein runderes, natürlicher wirkendes Gangbild.

Komfort beginnt bei NUNATAK schon beim Einsteigen: Unsere Schuhe lassen sich sehr weit öffnen, sodass das Anziehen auch bei körperlicher Beeinträchtigung leichtfällt.

Wir bieten verschiedene Schnürsysteme an: von einer konventionellen Schnürung über Klettverschlüsse bis zum innovativen BOA® Fit System, das sich auch einhändig bedienen lässt.

Für besonderen Tragekomfort und zur Schonung beeinträchtigter Füße bieten alle NUNATAK-Schuhe eine hervorragende Dämpfung. Sie federt einen Teil des Trittpulses ab und schont so den Fuß. Dazu verfügt die Sohle über einen speziell angeschrägten Antrittskeil und eine rückversetzte Ballenrolle, die so den Antritt früher abfängt und gezielt in Richtung Abtritt lenkt. Dadurch ergibt sich ein einfacheres Gehen als bei herkömmlichen Schuhen. Die Ferse wird durch eine verlängerte Hinterkappe stabiler geführt und zugleich von Reibung entlastet.



**NUNATAK-Orthopädieschuhe sind exklusiv in Sanitätshäusern und bei orthopädischen Schuhtechnikern erhältlich. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder Orthopäden!**

NEU

## A10 BOA BLACK / BURGUNDY



### OBERMATERIAL

Air Mesh – angenehm zu tragen, besonders hautverträglich mit stabilisierenden PU-Nubuk- und Microinjection-Elementen

### FUTTERMATERIAL

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### EINLEGESOHL

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### SCHNÜRSYSTEM

BOA® Fit System

- millimetergenau anpassbarer Drehverschluss auf der Schuhzunge
- müheloses Schließen und Öffnen mit einer Hand
- für Anwender\*innen mit Handicap geeignet

ART.-NR.: 101830-1000/9308  
GRÖSSE: 36–48

BOA®

DIALED IN.  
PRECISION FIT.



## A10 BOA BLACK

.....

### OBERMATERIAL

Air Mesh - angenehm zu tragen, besonders hautverträglich mit stabilisierenden PU-Nubuk- und Microinjection-Elementen

### FUTTERMATERIAL

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### EINLEGESOHL

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### SCHNÜRSYSTEM

BOA® Fit System

- millimetergenau anpassbarer Drehverschluss auf der Schuhzunge
- müheloses Schließen und Öffnen mit einer Hand
- für Anwender\*innen mit Handicap geeignet

ART.-NR.: 101830-1000/9110  
GRÖSSE: 36-48





## C10 BOA MUD

### OBERMATERIAL

hochwertiges Nubuk-Leder,  
zeitlos elegant in der Optik

### FUTTERMATERIAL

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### EINLEGESOHL

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4 mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### SCHNÜRSYSTEM

BOA® Fit System

- millimetergenau anpassbarer Drehverschluss auf der Schuhzunge
- müheloses Schließen und Öffnen mit einer Hand
- für Anwender\*innen mit Handicap geeignet

ART.-NR.: 101860-1000/9310  
GRÖSSE: 37–48







## C10 VELCRO MUD

---

### **OBERMATERIAL**

hochwertiges Nubuk-Leder,  
zeitlos elegant in der Optik

### **FUTTERMATERIAL**

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### **EINLEGESOHLE**

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4 mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### **SCHNÜRSYSTEM**

Klettverschluss mit PU-Endkappen,  
einfach zu greifen

ART.-NR.: 101870-1000/9310  
GRÖSSE: **37-46**

NEU

## C20 BOA BLACK/NATURE



### OBERMATERIAL

pflegeleichtes Action-Leder

### FUTTERMATERIAL

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### EINLEGESOHL

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4 mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### SCHNÜRSYSTEM

BOA® Fit System

- millimetergenau anpassbarer Drehverschluss auf der Schuhzunge
- müheloses Schließen und Öffnen mit einer Hand
- für Anwender\*innen mit Handicap geeignet

ART.-NR.: 102090-1000/9957  
GRÖSSE: 37-48

BOA®

DIALED IN.  
PRECISION FIT.

NEU

## C20 BLACK/NATURE

---

### OBERMATERIAL

pflegeleichtes Action-Leder

### FUTTERMATERIAL

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### EINLEGESOHL

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4 mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### SCHNÜRSYSTEM

traditionelle Schnürung durch Schnürsenkel



ART.-NR.: 101880-1000/9957  
GRÖSSE: 37-48



## C20 BLACK

---

### **OBERMATERIAL**

hochwertiges Wildleder

### **FUTTERMATERIAL**

atmungsaktives Mesh für angenehmes Fußklima

### **EINLEGESOHLE**

Einlegesohlen mit Air Mesh (herausnehmbar)  
4 mm EVA-Einlegesohle, beschleifbar

### **SCHNÜRSYSTEM**

traditionelle Schnürung durch Schnürsenkel

ART.-NR.: 101880-1000/9110  
GRÖSSE: 37-48

# NUNATAK DIA SERIE

---

Der orthopädische Spezialschuh für Diabetiker

VERORDNUNGSFÄHIG DURCH HILFSMITTELNUMMER

**Der NUNATAK DIA ist ein Spezialschuh für Diabetiker für die Risikoklasse 0-3: bei Diabetes Mellitus I + II, mit oder ohne PNP/pAVK, mit oder ohne Sensibilitätsverlust und Zustand nach einem Ulkus. Der Schuh basiert auf einem anatomisch geformten Komfort-Schuhleisten mit ausreichend Platz und Volumen für besonders zu schützende Diabetikerfüße.**

Die vorkonfektionierte Weichbettungseinlage dient mit ihrem 10mm-Aufbau als Platzhalter für eine diabetesadaptierte Fußbettung. Bei einer Erkrankung im Anfangsstadium kann die beiliegende Weichbettung nach Prüfung durch einen Orthopädienschuhtechniker auch als dauerhafte Lösung verwendet werden.

Die Laufsohle sowie der Sohlenaufbau sind speziell abgestimmt. Eine versteifte Sohle mit breitem Stand, einer vorkonfektionierten Ballenrolle sowie rutschhemmenden Eigenschaften bietet Sicherheit und Komfort. Speziell der Vorfußbereich bietet groß-

zügig Volumen und ist nahtfrei mit weichen, druckreduzierenden Materialien ausgestattet.

Der gesamte Innenbereich ist weich und antibakteriell ausgelegt. Durch die innovativen Obermaterialien und den gewichtsreduzierten Sohlenaufbau sind die Schuhe besonders leicht.



.....  
**NUNATAK-Diabetikerschuhe sind in Sanitätshäusern und bei orthopädischen Schuhtechnikern erhältlich. Sie werden nach ärztlicher Verordnung speziell angepasst. Die Kosten werden bei medizinischem Bedarf von gesetzlichen Krankenkassen, ggf. bis auf einen Eigenanteil, übernommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder Orthopäden!**  
.....

## PRODUKTVORTEILE NUNATAK DIA SERIE



### Reduzierte Gefahr von Folgeverletzungen mittels speziell abgestimmter Schuhleisten:

- Prävention von Druckstellen durch mehr Volumen im Vorfuß- und Zehenbereich sowie Polsterung von Schuhschaft und Zunge
- Entlastung des Vorfußes über eine leicht rückversetzte Ballenrolle
- Fester Halt und Vermeidung von Druck und Reibungspunkten im Fersenbereich durch vergrößerte Hinterkappe
- Weniger Reibung im Bereich des Knöchels mithilfe eines vergrößerten Ausschnitts



### Entlastung des Fußes und hohe Gangsicherheit aufgrund breiter Kostruktion, rutschhemmender Sohle mit durchgängiger Versteifung und hochgezogener Zehenbox:

- Reduktion und Verteilung des plantaren Drucks unterhalb des Fußes, insbesondere im Ballenbereich
- Weniger Reibung, reduzierter punktueller Druck auf dem Fuß, Entlastung der kritischen Fußbereiche
- Hohe Stand-, Gang- und Trittsicherheit



### Hoher Anwendungs- und Tragekomfort durch beidseitig nach hinten verlängerte Fersenkappe und weit zu öffnenden Einstieg:

- Einfacher Schuhestieg und reduziertes Risiko von Druckstellen
- Sichere Stabilität für den Träger
- Entlastung der empfindlichen Ferse durch Fassung im Bereich der Achillessehne
- Angenehmes Fußklima
- Weiche Bettung der kritischen Fußbereiche im Vorfuß- und Fersenbereich



### Optimiert für diabetische Fußbettung:

- 10 mm-Einlegesohle als serienmäßige standardisierte Fußbettung
- ausreichend Volumen für eine diabetische Fußbettung durch herausnehmbare Einlegesohle

## EIGENSCHAFTEN NUNATAK DIA SERIE

- anatomisch geformte Komfort-Schuhleisten  
→ mehr Volumen im Vorfuß- sowie Zehenbereich
- speziell abgestimmte Fersenpartie
- erhöhter, gepolsterter Schafttrand
- gepolsterte Schuhlasche
- spezielle Sohlenkonstruktion:  
→ stabilisierende, breite Laufsohle  
→ versteifte Brandsohle  
→ rückversetzte Ballenrolle  
→ rutschhemmende Eigenschaften
- weiche, atmungsaktive Materialien
- weiche Vorderkappe

- druckreduzierende, weiche Polsterung
- Innenfutter nahezu nahtfrei
- weich bettende Einlegesohle mit stoßdämpfenden Eigenschaften
- 10mm Einlegesohle als serienmäßige standardisierte Fußbettung
- weit zu öffnender Schuhestieg
- hochgezogene Zehenfront
- geringes Eigengewicht
- ausreichend Volumen für eine diabetische Fußbettung durch herausnehmbare Einlegesohle

### INDIKATIONEN

- Diabetes Mellitus I + II (Grad 0)
- PNP / pAVK
- mit oder ohne Fußdeformität (Grad I)
- mit Sensibilitätsverlust durch PNP / pAVK (Grad II)
- Zustand nach plantarem Ulkus (Grad III)

Alle Materialien sind chemisch und physikalisch durch PFI geprüft.



### GRÖSSENTABELLE DIA SERIE WEITE (M) UND WEITE (W)

EU SIZE	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK SIZE	3.5	4.0	5.0	6.0	6.5	7.5	8.0	9.0	10.0	10.5	11.5	12.5	13.0
FUSS-LÄNGE (mm)	238	243	251	260	264	272	277	285	293	298	306	310	319
FUSS-WEITE (mm)	82	83	85	87	88	90	91	94	96	97	99	100	102
<b>M</b> FUSS-UMFANG (mm)	<b>237</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>256</b>	<b>262</b>	<b>265</b>	<b>272</b>	<b>278</b>	<b>281</b>	<b>287</b>	<b>291</b>	<b>297</b>
<b>W</b> FUSS-UMFANG (mm)	<b>242</b>	<b>245</b>	<b>251</b>	<b>257</b>	<b>261</b>	<b>267</b>	<b>270</b>	<b>276</b>	<b>283</b>	<b>286</b>	<b>292</b>	<b>296</b>	<b>306</b>





## DIA H10 BLACK

### OBERMATERIAL

atmungsaktives, offenporiges Air Mesh

WEITE **M**

### FUTTERMATERIAL

Fashmo

WEITE **W**

### EINLEGESOHLE

PU-Mittelssole mit stabilisierenden TPU-Elementen in der Ferse, dämpfende Elemente im Vorderfußbereich

### LAUFSOHLE

ortho-tec® 2.0

### SCHNÜRSYSTEM

traditionelle Schnürung durch Schnürsenkel

ART.-NR. **M**: 101800-1000/9110

ART.-NR. **W**: 101800-1001/9110

GRÖSSE: **36-48**

HILFSMITTELNUMMER

**PG 31.03.08.0014**

NEU

## DIA H10 BLACK / GREY



### OBERMATERIAL

atmungsaktives, offenporiges Air Mesh

WEITE **M**

### FUTTERMATERIAL

Fashmo

WEITE **W**

### EINLEGESOHLE

PU-Mittelssole mit stabilisierenden TPU-Elementen in der Ferse, dämpfende Elemente im Vorderfußbereich

### LAUFSOHLE

ortho-tec® 2.0

### SCHNÜRSYSTEM

traditionelle Schnürung durch Schnürsenkel

ART.-NR. **M**: 101810-1000/3936

ART.-NR. **W**: 101810-1001/3936

GRÖSSE: **36-48**

HILFSMITTELNUMMER

**PG 31.03.08.0014**



NEU

## DIA H20 BLACK

### OBERMATERIAL

hochwertiges Wildleder

WEITE **(M)**

### FUTTERMATERIAL

Fashmo

WEITE **(W)**

### EINLEGESOHLE

PU-Mittelsohle mit stabilisierenden TPU-Elementen in der Ferse, dämpfende Elemente im Vorderfußbereich

### LAUFSOHLE

ortho-tec<sup>®</sup> 2.0

### SCHNÜRSYSTEM

traditionelle Schnürung durch Schnürsenkel

ART.-NR. **M:** 101890-1000/9110

ART.-NR. **W:** 101890-1001/9110

GRÖSSE: **36-48**

HILFSMITTELNUMMER

**PG 31.03.08.0014**



Ihr Fachhändler

**D. O. G. GmbH**

Europastraße 8/1  
6322 Kirchbichl  
AUSTRIA

**MAIL** info-nunatak@dog-gmbh.eu

**TEL** +43 (0) 5332 / 930 81 850

**FAX** +43 (0) 5332 / 930 81 200

**WWW.NUNATAK.AT**



**GEFÄLLT MIR!**

HIER GEHTS ZU UNSERER  
FACEBOOKSEITE.  
EINFACH CODE SCANNEN!